

Brandenburg, den 04.03.2019

## Laborinformation 05 /19 Hämostaseologie Quick/INR

Sehr geehrte Kolleginnen,  
sehr geehrte Kollegen,

für die Messung der Quick/INR-Werte steht uns ein neues optimiertes „PT-Reagenz STA®-NeoPTimal“ zur Verfügung und es wird ab ca. Mitte März das bisherige verwendete Produkt ersetzen. Dieses Reagenz bietet einen ISI (International Sensitivity Index) von ca. 1.0 und liegt damit sehr nah am WHO-Referenzthromboplastin. Mit eigenen Vergleichsmessungen konnten die von der Fa. Stago vorliegenden Ergebnisse zur Methodvalidierung und Methodenvergleich bestätigt werden, die eine sehr gute Korrelation beider Reagenzien aufweisen.

Mit dieser Reagenzumstellung sind **keine** Änderungen der Bezugs-/Interpretationswerte verbunden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter der Rufnummer 412400 zur Verfügung.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. med. Martin Kern  
Ärztl. Leiter

DBC Y. Schimpf  
Klinische Chemikerin